



เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน

yuwell

รุ่น YE990



- มีจอแสดงผลสามารถแสดงค่า Systolic, Diastolic และ Pulse Rate ได้
- ใช้ได้กับไฟฟ้า 100-240 V, 50-60 Hz
- ใช้หลักการวัดแบบ Oscillometric method และโหมดการวัดเป็นแบบ Continuous
- สามารถแสดงค่าความดันโลหิตในช่วง 0 – 300 mmHg มีความคลาดเคลื่อน ± 2 mmHg
- สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร 40 – 200 ครั้งต่อนาที มีความคลาดเคลื่อน $\pm 2\%$ ครั้งต่อนาที
- สามารถวัดผู้ป่วยที่มีขนาดรอบวงแขน ตั้งแต่ 17 – 45 เซนติเมตร
- มีเซ็นเซอร์ตรวจสอบตำแหน่งของการสอดแขนและมีสัญลักษณ์ (Elbow detection function)
- มีระบบ Irregular heartbeats prompt แสดงความผิดปกติของชีพจร
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา โดยมีปุ่ม Start 2 ปุ่ม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- มีปุ่ม ESC สำหรับหยุดฉุกเฉิน
- สามารถปรับระดับ Arm Cuff ได้ เพื่อความสะดวกในการใช้ของผู้ป่วยแต่ละคน
- มีเสียงพูดแนะนำขณะทำการวัด
- สามารถเลือกให้เครื่องพิมพ์ผลค่า Mean Pressure หรือไม่พิมพ์ก็ได้
- สามารถเลือกแบบที่ทำการพิมพ์ได้ 3 แบบ
- Arm Barrel สามารถปรับระดับ ขึ้น-ลง ให้เหมาะสมกับความสูงของผู้วัดได้
- มีระบบ Prompt for movement error โดยจะแสดงสัญลักษณ์บนหน้าจอ
- ขนาดเครื่อง : 364 x 442 x 268 มม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- ตัวเครื่องมีน้ำหนัก ประมาณ 5.5 กิโลกรัม (ไม่รวมอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนแยกจำหน่าย)

อ่านคำแนะนำในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ เลขที่ 65-2-2-2-0007355 ใบอนุญาตโฆษณา เลขที่ ขพ.732/2567

RV01-08092567

